



РИНОСКОПИЯ

КАТАЛОГ

Научно-производственная фирма «ЭлМед»

КАЗАНЬ

Дорогие, Друзья!

Фирма «ЭлМед» является одним из отечественных производителей продукции для эндохирургии.

Наша фирма производит и реализует инструменты, оборудование и эндоскопы для лапароскопии, торакоскопии, риноскопии, артроскопии, гистероскопии, урологии, электрохирургии, гибкой эндоскопии и эндоскопической ветеринарии.

Мы располагаем необходимой материально-технической базой для разработки и усовершенствования производимой продукции, а так же обеспечения гарантийного и последующего сервисного обслуживания.

В нашей команде квалифицированные специалисты с большим опытом работы в области разработки и производства инструментов для эндохирургии.

Сотрудники фирмы «ЭлМед» регулярно совершенствуют свои знания, умения и навыки на курсах повышения квалификации и тренингах.

На сегодняшний день, работая в тесном контакте со многими лечебно-профилактическими учреждениями России и СНГ, а также с другими производителями продукции для эндохирургии, команда ООО «НПФ «ЭлМед» реализует свою главную цель: Обеспечение Взаимовыгодного Сотрудничества.

С уважением, директор ООО «НПФ «ЭлМед»
Сулайманов Курман Апендиевич


ТРОАКАРЫ С КАНЮЛЕЙ ПРЯМОГО И БОКОВОГО ОБЗОРА

**R0101**

- рабочая длина стилета – 95 мм
- диаметр стилета – 4,2 мм

- общая длина канюли троакара – 90 мм
- диаметр канюли троакара – 5 мм

-с канюлей бокового обзора

**R0102**


-с канюлей прямого обзора

ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ РИНОСКОПИЧЕСКАЯ

**R0200**

- общая длина – 134 мм
- диаметр вводимой части – 0,75 мм
- угол изгиба основания – 30 град

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ

**R0300**

- длина рабочей части – 100 мм
- диаметр канала аспирации – 2 мм
- диаметр канала ирригации – 1,5 мм
- угол изгиба – 60 град

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ



R0301

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 90 мм
- 3 мм
- 45 град

R0302

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 125 мм
- 3 мм
- 45 град



R0303

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 90 мм
- 4,5 мм
- 45 град

R0304

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 125 мм
- 4,5 мм
- 45 град



КАНЮЛИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ (ДИАМЕТР 3,5 ММ)



R0401

БЕЗ ОЛИВЫ


- длина рабочей части
- диаметр
- угол изгиба

- 105 мм
- 3,5 мм
- 40 град




R0407

С ОЛИВОЙ
диаметр 4 мм



РАШПИЛЬ ИЗОГНУТЫЙ



A0402

- общая длина
- длина рабочей части
- диаметр канюли

- 238 мм
- 115 мм
- 4 мм



КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ ПРЯМАЯ

**R0404**

- | | |
|-----------------------|----------|
| - общая длина | - 166 мм |
| - длина рабочей части | - 135 мм |
| - диаметр канюли | - 2,5 мм |
| - диаметр оливы | - 3,5 мм |



КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ И ИЗОГНУТЫМ КОНЦОМ

**R0405**


- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - длина рабочей части | - 130 мм |
| - длина изогнутой дистальной части | - 25 мм |
| - угол изгиба дистальной части | - 40 град |
| - диаметр канюли | - 2,5 мм |
| - диаметр оливы | - 3,5 мм |



КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ ИЗОГНУТАЯ

**R0406**

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - длина рабочей части | - 110 мм |
| - угол изгиба рабочей части | - 40 град |
| - диаметр канюли | - 2,5 мм |
| - диаметр оливы | - 3,5 мм |



КАНЮЛИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ И ИЗОГНУТЫМ КОНЦОМ

**R0408**

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - длина рабочей части | - 130 мм |
| - длина изогнутой дистальной части | - 25 мм |
| - угол изгиба дистальной части | - 80 град |
| - диаметр канюли | - 3,5 мм |
| - диаметр оливы | - 4,5 мм |



РАЗМЕР 2
чашечка – Φ 4,8 мм

РАЗМЕР 2
режущая часть – 8 x 12,6 мм

тупоконечный

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР

**R0701**

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - общая длина | - 275 мм |
| - длина рабочей части первой стороны | - 75 мм |
| - длина рабочей части второй стороны | - 80 мм |
| - ширина первой дистальной части | - 3 мм |
| - ширина второй дистальной части | - 4 мм |

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР С КАНАЛОМ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

**R0702**

- | | |
|----------------------|---------|
| -общая длина | -189 мм |
| -длина рабочей части | -171 мм |
| -диаметр канала | -2,5 мм |

**R0703**

- | | |
|----------------------|---------|
| -общая длина | -189 мм |
| -длина рабочей части | -171 мм |
| -диаметр канала | -3,5 мм |

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (БУЖ ДЛЯ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ, 2,5 ММ)

**R0704**

- | | |
|-------------------------|----------|
| - общая длина | - 150 мм |
| - длина рабочей части | - 100 мм |
| - диаметр рабочей части | - 2,5 мм |

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (КРЮЧОК ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ МИНИГАЙМОТОМИИ, 1 ММ)

**R0705**


- | | |
|-------------------------|----------|
| - общая длина | - 190 мм |
| - длина рабочей части | - 90 мм |
| - диаметр рабочей части | - 2,5 мм |

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (ЩУП ДЛЯ ПАЛЬПАЦИИ, 2,5 ММ)

**R0706**

- | | |
|------------------------------|----------|
| - общая длина | - 230 мм |
| - длина рабочей части | - 110 мм |
| - диаметр рабочей части | - 2,5 мм |
| - диаметр дистального шарика | - 2,5 мм |

РАЗБОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Разборный, поворотный в 4 позициях вокруг своей оси инструмент, состоящий из корпуса - рабочей тяги и ручки.

НОЖНИЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ



- длина рабочей части - 125 мм
- диаметр рабочей части - 3,5 мм




R0903

- ПРЯМЫЕ



R0901

- ЛЕВОИЗОГНУТЫЕ



R0902

- ПРАВОИЗОГНУТЫЕ

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПО БЛЭКСЛИ

**R1002**

- длина рабочей части – 125 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм

ПРЯМЫЕ, РАЗМЕР 1
ширина бранш

– 4 мм

**R1003**

ПРЯМЫЕ, РАЗМЕР 2
ширина бранш

– 5 мм

**R1004.4**

УГЛОВЫЕ, РАЗМЕР 1
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град

**R1004.5**


УГЛОВЫЕ, РАЗМЕР 2
ширина бранш
угол направления бранш

– 5 мм,
– 45 град

**R1005**

УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 90 град



ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПО БЛЭКСЛИ ПРОКУСЫВАЮЩИЕ НАСКВОЗЬ

**R1010.1**

ПРЯМЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град

**R1010.2**

УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш


– 4 мм,
– 30 град

**R1010.3**


УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАЗУХ




- длина рабочей части – 150 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- ширина бранш – 3,5 мм



R1006

Угол изгиба рабочей части – 70 град



R1007

Угол изгиба рабочей части – 110 град

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ БИОПСИЙНЫЕ



- длина рабочей части – 150 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер бранш – 3,5х5 мм



R1001


ЩИПЦЫ И ВЫКУСЫВАТЕЛИ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ

**R1008****ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ПО ТАКАНАШИ**

- длина рабочей части – 125 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер бранш – 3,5x8 мм

**R1009****ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ПО STRUYCKEN**

- длина рабочей части – 125 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер выкусывания – 1,5x8 мм

**R0807****ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ ОБРАТНЫЙ**

- длина тяги – 100 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер выкусывания – 2 x 8 мм

**R0805****ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ ЛЕВЫЙ**

- длина тяги – 100 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер выкусывания – 2 x 2,5 мм
- тяга в рукоятке фиксируется в одном положении

**R0806****ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ ПРАВЫЙ**

- длина тяги – 100 мм
- диаметр тяги – 3,5 мм
- размер выкусывания – 2 x 2,5 мм
- тяга в рукоятке фиксируется в одном положении

МИНИГАЙМОРОТОМИЯ



MG0503

ТРОАКАР 5 ММ

- длина троакара - 63 мм
- диаметр верхней части воронки - 32 мм
- диаметр нижней части воронки - 5 мм

MG0703

ТРОАКАР 7 ММ

- длина троакара - 63 мм
- диаметр верхней части воронки - 32 мм
- диаметр нижней части воронки - 7 мм



MG0504

ТРОАКАР 5 ММ


- длина троакара - 63 мм
- диаметр верхней части воронки - 32 мм
- диаметр нижней части воронки - 5 мм
- световодный разъем стандарта - Storz

MG0704

ТРОАКАР 7 ММ

- длина троакара - 63 мм
- диаметр верхней части воронки - 32 мм
- диаметр нижней части воронки - 7 мм
- световодный разъем стандарта - Storz

СТИЛЕТ



MG0501

Стилет для подготовки пункции

диам 5 мм

MG0701

Стилет для подготовки пункции

диам 7 мм



MG0502A


Стилет для пункции тип А

диам 5 мм

MG0702A

Стилет для пункции тип А

диам 7 мм



MG0502B

Стилет для пункции тип В

диам 5 мм

MG0702B

Стилет для пункции тип В

диам 7 мм



НОЖНИЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ (ОБРАТНЫЕ)

**RK002**

Специально разработанный инструмент доступа, отличительной конструктивной особенностью, которого, является наличие острых браншей, позволяющих сделать сквозной разрез.


Эндоназально вводили разработанный инструмент в средний носовой ход для сквозного разреза «сзади-вперед-вверх» в пределах задней фонтанеллы. При разведении краев разреза открывался достаточный обзор в.ч.п.

В нижнем носовом ходе выполняли аналогичное действие, при этом окончание разреза находилось на расстоянии примерно 8 мм от места прикрепления переднего края нижней носовой раковины и кверху, не повреждая носослезного протока, а также выше дна носа на 5 мм.

Лоскут оттесняли внутрь пазухи или в полость носа в зависимости от структурных особенностей медиальной стенки пазухи. По завершении процедуры доступа лоскут укладывали на прежнее место, сохраняя слизистую оболочку и подлежащую кость.

Сформированные доступы использовали для введения прямых, изогнутых, гнущихся, гибких инструментов, прямых и изогнутых шейверных насадок диаметром 4 мм, 3 мм, что позволяло достигнуть все отделы в.ч.п. под контролем оптики.

ГРИНДЕР



RK001

Специально разработанный нами инструмент – гриндер в сочетании с устройством, позволяющим обеспечить режим пульсирующей подачи лечебной жидкости для измельчения и удаления мицетом, локализованных в нижних и ниже-передних отделах в.ч.п.

Доступ обеспечивается через медиальную стенку в.ч.п.

Гриндер позволяет сформировать ток лечебной жидкости аксиально и латерально.

Возможно интраоперационно изменять угол изгиба инструмента.



ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ОБРАТНЫЙ (дилататор)



RK003

Инструмент для мобилизации крючковидного отростка в области остиметального комплекса как альтернатива баллонной синусопластике (исследование на кадаверах)


Исследование возможностей инструмента для мобилизации КО, проведено на 10 кадаверах



Использовали:




-эндоскопы диаметром 4 мм, углом обозрения 0°, 30° и 70° с видеоассистенцией;

-троакар для обеспечения доступа в в.ч.п. через клыковую ямку; -специально разработанный инструмент для мобилизации КО, отличительной конструктивной особенностью, которого, является округлая форма дистального отдела рабочей части, позволяющая сохранять естественные размеры ЕС пазухи и выполнять дилатацию инфундибулума за счет смещения крючковидного отростка медиально.

ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ (по Кочеткову П. А.)**R1012.1**Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вниз на -90 град.**R1012.2**Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вниз на -115 град.**R1012.3**Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вверх на -90 град.**R1012.4**Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вверх на -115 град.**R1012**Щипцы для вертикальных пазух угловые 110 град (бранши
«бабочка»)**ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ (ОПТИЧЕСКИЕ)****R1011**Щипцы Биопсийные (Оптические)
под оптику -4 мм

ТАМПОН НАЗАЛЬНЫЙ

Назальные тампоны предназначены для профилактики кровотечений после операций в полости носа и околоносовых пазухах, при кровотечениях из носа различного происхождения, после септопластики для удержания перегородки носа по средней линии.



- Материал тампонов – поливинилацеталь.
 - Структура – губчатая.
 - Расширяются при контакте с жидкостью.
 - Принимают форму полости носа, в которую помещены.
- Что способствует эффективной остановке кровотечения.

THK-101	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с экстрактором, малый 45x20x15
THK-102	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с экстрактором, средний 60x20x15
THK-103	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с экстрактором, большой 80x20x15
THK-201	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с внутренним каналом, с экстрактором, малый 45x20x15
THK-202	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с внутренним каналом, с экстрактором, большой 80x20x15
THK-301	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с экстрактором, малый 40x20x12
THK-302	Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с экстрактором, большой 80x20x12

ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ



- Сапфировое стекло на дистальном и проксимальном концах
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоклавируемая 134°C; 2,3 бар
- Встроенный стекловолоконный световод

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СВЕТОВОДАМИ



Замок стандарта Storz
Для риноскопов



разъем для световода
Circon-Acme



разъем для световода
Storz



разъем для световода
Wolf


РИНОСКОПЫ ДИАМ. 4 ММ




Трубка оптическая 4 мм. 0 град.
- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -90 град.



Трубка оптическая 4 мм. 30 град.
- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -90 град.



Трубка оптическая 4 мм. 70 град.
- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -90 град.



Трубка оптическая 4 мм. 110 град.
- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -90 град.

РИНОСКОПЫ ДИАМ. 2,7 мм.



Трубка оптическая 2,7 мм. 0 град.

- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -81 град.



Трубка оптическая 2,7 мм. 30 град.

- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -81 град.



Трубка оптическая 2,7 мм. 70 град.

- рабочая длина -175 мм.
- угол поля зрения -81 град.

ОТОСКОПЫ ДИАМ. 4 и 2,7 мм.



Трубка оптическая 0 град.

- рабочая длина -110 мм.
- угол поля зрения -81 град.



Трубка оптическая 30 град.

- рабочая длина -110 мм.
- угол поля зрения -81 град.



Трубка оптическая 70 град.

- рабочая длина -110 мм.
- угол поля зрения -81 град.

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЭНДСКОПА



R2001

- общая длина - 170 мм
- длина рабочей части - 132 мм
- диаметр рабочей части - 3,2 мм



МОНИТОРЫ



Размер экранов: 17, 19, 24 дюйма
Разрешение: 1280x1024, 1920x1080

Видеовыходы: VGA (D-Sub), HDMI, DVI

Свойства:

- Повышенная прочность экрана.
- Антибликовая защита.
- Увеличенный коэффициент прозрачности.
- Светодиодная подсветка экрана.
- Влагозащищенный корпус.

ВИДЕОСИСТЕМЫ



- Полностью цифровой тракт передачи и обработки сигнала.
- Превосходная помехозащищенность.
- ZOOM-адаптер и кнопки управления на головке видеокамеры.
- Встроенный блок видеозаписи на внешний накопитель.
- Видеосистемы Full HD.
- С 1 и 3-х чиповой видеоголовкой.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



- Полупроводниковый источник света, имеющий идентичный солнечному спектр излучения и ресурс более 25000 часов.
- Оптическая система обеспечивает максимальное и однородное освещение операционного поля.
- Ручная регулировка светового потока.
- Диапазон регулирования освещенности от 4000 до 100000 Лк.

КАБЕЛЬ СВЕТОВОДНЫЙ



- диаметр 3,5 мм,
 - длина 250 см.
- Для оптики диаметром до 5 мм.
- Разъем к эндоскопу - STORZ, Olympus.
- Разъем к осветителю - STORZ, Olympus, WOLF.

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ЭХВЧ)



- Диапазон мощности до 300 Вт.
- Полный спектр классических электрохирургических режимов.
- Возможность сохранения в памяти аппарата до 9 программ.
- Возможность сохранения до 100 наборов персональных настроек.
- Полный спектр классических электрохирургических режимов.
- Возможность выполнения бесконтактной коагуляции.
- Возможность работы в жидких диэлектрических средах.
- Возможность подключения дополнительной биполярной педали.
- Возможность подключения блока газоподачи аргона.
- Возможность совместной работы с аппаратом электрохирургическим высокочастотным аргоноплазменной бесконтактной коагуляции.
- Интеллектуальное управление параметрами выходного ВЧ-сигнала.
- Функция "АвтоСТОП" для монополярных и биполярных режимов (отключаемая).
- Функция "АвтоСТАРТ/АвтоСТОП" для биполярных режимов (отключаемая, с выбором времени задержки старта).

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР



- Предохранительный клапан-ограничитель давления в канале ирригации.
- Предохранительный клапан-ограничитель переполнения емкости для аспирата.
- Управление педалью.
- Объемный расход жидкости в каналах ирригации и аспирации – 6 л/мин.
- Разрежение, создаваемое в емкости для аспирата – 700 мм. рт. ст.

СТОЙКИ АППАРАТНЫЕ




- Элегантная конструкция, позволяющая минимизировать пространство, занимаемое эндохирургическим комплексом.
- Подвижный кронштейн монитора обеспечивает возможность удобного размещения монитора относительно эндохирургического комплекса и операционного поля, способствуя достижению уникального комфорта и эргономичности работы специалистов.
- Комплектуется креплениями для газового баллона ёмкостью до 10 литров.
- Опционально комплектуются двумя поворотными кронштейнами для мониторов.

СТОЛИК АППАРАТНЫЙ
С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАЛЛОНА.

- Мобильная конструкция, позволяющая оптимально разместить оборудование для высокочастотной электрохирургии и аргонплазменной коагуляции, включая газовый баллон.

МИКРОДЕБРИДЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОТАЦИОННЫЙ МД-100-01 тип 2

9709.02



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность потребления от сети переменного тока
 Девять режимов частоты вращения инструмента
 Частота колебаний инструмента, Гц:
 Статический вращающий момент, мН*м
 Длина кабеля рукоятки, м
 Режимы вращения:

Управление вращением инструмента
 Плавная регулировка частоты вращения ножной педалью
 Стабилизация частоты вращения инструмента

Индивидуальная установка параметров вращения
 для различных насадок и сохранение в памяти аппарата
 Комплектность:

не более 120 ВА
 от 0 до 6000 об/мин
 0,5; 0,7; 1; 1,2; 1,5; 2,0
 не менее 275
 не менее 3
 по часовой /против
 часовой стрелки и
 реверсивный
 от педали

независимо от плотности
 тканей


(с 6 по 9-й режим).
 блок управления, рукоятка,
 педаль, сетевой шнур и
 принадлежности.

РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ МД-100-01

Режущие насадки различных конфигураций:
 прямые и изогнутые, отсекающие,
 режущие, сверлящие...



Режущие насадки



Отсекающие насадки



Сверлящие насадки



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас пройти обучение
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОСИНУСОХИРУРГИИ
в Учебном центре эндохирургии г. Казани

Продолжительность обучения 144 часа
Куратор цикла профессор
КРАСНОЖЕН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

После прохождения циклов (две недели очного обучения) наши гости получают государственный документ - «СВИДЕТЕЛЬСТВО» установленного образца по Эндоскопической хирургии + Сертификат Учебного Центра.

ООО «НПФ «ЭлМед» оказывает организационную помощь специалистам, желающим пройти обучение в Учебном центре эндохирургии:

- Встреча в г. Казань;
- Подбор гостиницы. Бронирование;
- Помощь в решении организационных вопросов;
- Поддержка на протяжении всего времени пребывания в г. Казань,

ООО «НПФ «ЭлМед» производит:

- Монтаж и пуско-наладку медицинского (эндоскопического) оборудования
- Обучение конечного пользователя основным навыкам по работе с оборудованием
- Гарантийное, постгарантийное обслуживание и ремонтно-диагностические работы:
- Оборудования для эндоскопической хирургии,
- Эндоскопов жестких (лапаро и торакоскопов, артро и риноскопов, гистеро и цистоскопов) отечественных и зарубежных производителей,
- Ремонт инструментов для всех областей эндохирургии.



ООО НПФ «ЭлМед»

420094, Республика Татарстан, г.Казань,

ул. Короленко, 120 Д , Почтовый адрес: 420036, РТ, г. Казань, а/я 69.

Тел.: +7(843) 204 07 78, +7(927) 039 14 71.

E-mail: info@elmed-kzn.ru, www.elmed-kzn.ru